

無料セミナー

サンメディカル 製品説明会 アラカルトメニュー

サンメディカル(株)では『無料出張製品説明会』を実施しております。

製品の特長や使用方法などを分かりやすくご紹介し、各地の先生方からご好評をいただいております。スタディーグループや歯科医師会など、または歯科商店様で参加者を集めていただければご訪問いたします。

説明会希望製品を以下よりお選びいただき、FAXまたはお出入りの歯科商店様までご連絡ください。

歯科接着用レジンセメント

スーパーボンド®
スーパーボンド®EX

所要時間
60分 実習付き



スーパーボンド®EX ユニバーサルセット

使いやすさが進化した「スーパーボンド」！1982年の発売以来、基本組成を変えることなく、構成品や付属品の追加・変更等で大幅に操作性を改良してきました。CAD/CAM冠接着にも対応した「スーパーボンド」を是非実習で体感してください。

支台築造用ファイバーポスト・コアシステム

i-TFC®ルミナスII


所要時間
60分 実習付き



i-TFC®ルミナスII スターターセット

ファイバーポスト・コア「i-TFCルミナスII」シリーズ*！
光透過性の高い光ファイバーで根管深部のレジンまでしっかり重合します！審美性に優れた国内生産のファイバーポストコアシステムを是非ご体感ください。

*「i-TFCルミナスファイバー」「i-TFCルミナスコア」「i-TFCルミナスボンド」を含みます。



支台築造用ファイバーポスト・コアシステム

i-TFC®システム

所要時間
60分 実習付き



i-TFC®システム 直接法セット

ファイバーポスト・コア「i-TFCシステム」！「光ファイバーポスト」の使用で根管深部のレジンまでしっかりと重合硬化します。また、「アクセサリーファイバー」や「スリーブ」の併用により曲げ強度が向上し、築造体の補強効果が期待できます。

歯科用根管充填シーラ

メタシール®Soft ペースト

所要時間
60分 実習付き



接着性を有したレジン系根管充填用シーラー「メタシールSoft ペースト」！
接着により緊密な封鎖ができます。また操作性を大幅に改良しました。

歯科充填用アクリル系レジン

ボンドフィルSB®II

所要時間
60分 実習付き



ボンドフィルSB®II セット

光重合型コンポジットレジンでは対応しきれない症例におすすめ！



くさび状欠損部

切端咬耗部

根面キャップ

前装部のリペア

動揺歯の暫間固定

「スーパーボンド」の接着機構を応用した接着充填材。しなやかな硬化体特性と適度な耐摩耗性により、コンポジットレジンでは修復の難しい歯頸部や咬合面の充填、前装部のリペアなど、さまざまな症例に適用可能です。

※1イラストはイメージです。「i-TFCシステム」は保険適用ではありません。

お申し込みは裏面をご利用ください

下記製品は短時間でご説明できますので、表面の説明会と併せてご依頼ください。

歯科用シーリング・コーティング材

ハイブリッドコート®Ⅱ

形成後の生活歯を外来刺激や二次う蝕から守るシーリング・コーティング材です。露出した象牙質表面に対しては良質な樹脂含浸層と一体化した被膜を形成します。



ハイブリッドコート®Ⅱ セット

歯科用覆髄材料

スーパーMTAペースト™

「スーパーMTAペースト」は、重合開始剤に「TBB」を用いた「Resin-modified MTA」です。露出した非感染生活歯髄に用いることにより外来刺激から歯髄を保護します。



スーパーMTAペースト™ セット

歯科用シーリング・コーティング材

BioコートCa®

形成後の生活歯を外来刺激や二次う蝕から守るシーリング・コーティング材です。「Bioactive Monomer®」がハイドロキシアパタイト様の結晶を生成します。



BioコートCa® セット

歯科動揺歯固定用接着材料

ライトフィックス®

ワンペーストで光硬化型の動揺歯固定用接着材料です。外傷固定や軽度の膿漏固定など、治療スピードが求められる動揺歯固定に適しています。



ライトフィックス® セット

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート®Hysブロック®ジェル

ダイレクト塗布でこすり塗り不要の知覚過敏抑制材料です。フッ化ナトリウムによる耐酸性効果で、適用歯面の酸による脱灰を抑制します。



MSコート®Hysブロック®ジェル

歯科裏層用高分子系材料

バルクベース®ハードⅡ

低重合収縮性と高い硬化性を有し、積層充填なしに一括で裏層に必要な厚みを確保できます。機械的物性や耐摩耗性も高いため、最表面まで一括充填できます。



バルクベース®ハードⅡ セット

コーティングシステム

クレイキープ™



クレイキープ™ スプレーⅡ



クレイキープ™ ライト

義歯やマウスガードなど、樹脂製口腔内装置へのブランク付着抑制効果を持つコーティングシステムです。

「クレイキープ スプレー」を塗布後、専用の「クレイキープ ライト」にてUVC（深紫外線）を照射することで「光反応性MPCポリマー」が化学結合し、ブランクを付きにくくすることが期待できます。



ナイトガード



マウスガード



矯正装置



デンチャー

一般的名称	販売名	医療機器認証番号	機器分類
歯科接着用レジンセメント	スーパーボンド	221AABZX00115000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科充填用アクリル系レジン	ボンドフィルSBⅡ	305AKBZX00045000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科動揺歯固定用接着材料	ライトフィックス	227AFBZX00114000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用知覚過敏抑制材料	MSコート Hysブロックジェル	227AFBZX00084000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科裏層用高分子系材料	バルクベースハードⅡ	304AKBZX00066000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用象牙質接着材	バルクベースライナーⅡ	304AKBZX00065000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用支台築造材料	i-TFCシステム	21800BZZ10135200	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用シーリング・コーティング材	ハイブリッドコートⅡ	221AFBZX00106000	管理医療機器 (クラスⅡ)

一般的名称	販売名	医療機器認証番号	機器分類
歯科用シーリング・コーティング材	BioコートCa	230AKBZX00059000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科根管用ポスト成形品	i-TFCルミナスファイバーⅡ	306AKBZX00009000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用支台築造材料	i-TFCルミナスコアⅡ	306AKBZX00010000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用象牙質接着材	i-TFCルミナスボンドⅡ	306AKBZX00018000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用覆髄材料	スーパーMTAペースト	230AKBZX00064000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用根管充填シーラ	メタシールSoftペースト	301AKBZX00045000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科接着用レジンセメント	スーパーボンドEX	303AKBZX00055000	管理医療機器 (クラスⅡ)

製造販売 **サンメディカル株式会社**
 本社 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL:077-582-9980

- 製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■表示記載は2024年8月1日のものです。
- 回転の色調は印刷のため実物とは異なります。
- 「スーパーボンド」「MSコート」「Hysブロック」「ボンドフィルSB」「ハイブリッドコート」「バルクベース」「i-TFC」「BioコートCa」「メタシール」「ライトフィックス」「光ファイバーポスト」「Resin-Modified MTA」「Bioactive Monomer」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
- 「TBB」「スーパーMTAペースト」「クレイキープ」はサンメディカル株式会社の商標です。
- 「クレイキープ」は非医療機器です。

10名様以上で
お申し込みください

申込書 ▶所要時間に応じて希望製品をお選びください。費用は無料です!! 会場のご準備のみお願いいたします。

説明会
希望製品

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> スーパーボンド®&スーパーボンド®EX | <input type="checkbox"/> i-TFC®ルミナスⅡ | <input type="checkbox"/> i-TFC®システム |
| <input type="checkbox"/> ボンドフィルSB®Ⅱ | <input type="checkbox"/> ハイブリッドコート®Ⅱ | <input type="checkbox"/> スーパーMTAペースト™ |
| <input type="checkbox"/> MSコート®Hysブロック®ジェル | <input type="checkbox"/> ライトフィックス® | <input type="checkbox"/> メタシール®Softペースト |
| <input type="checkbox"/> バルクベース®ハードⅡ | <input type="checkbox"/> クレイキープ™ | |

参加人数

名

お名前

医院名
お勤め先

代表者の
ご連絡先

- 医院 〒
 技工所 ご住所
 自宅

TEL

FAX

希望日時

第1希望 月 日 開始時間 : ~ :

 第2希望 月 日 開始時間 : ~ :

お出入りの歯科商店名

Webでのお申し込みや製品情報のご確認は www.sunmedical.co.jp をご利用ください。

ご記入いただいたお申し込み情報は、サンメディカル株式会社
 個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱い致します。

FAX 077-582-9984

※送信時裏表をお確かめください。



携帯電話・スマートフォンからもお申し込みいただけます。

