

3ページで分かる!

BONDFILL SB

歯科充填用アクリル系レジン ボンドフィルSB

接着充填材である!

“ボンドフィルSB”とは
あの『スーパーボンド』の
接着機構を応用し

適度な柔軟性と
耐久性を
兼ね備えた



なんで
理解できないの
かいさだか...

よからう
ならばもう少し
詳しく説明しよう...

全く全然
わかりませんよ
三平師匠

いいえ。

という事だ
マドカ君
分かったかね?



そんなところに
“ボンドフィルSB”は
適しているんだ!

複雑な応力
加わる部位では
脱離してしまう
ことがある

例えば
歯質くさび状欠損や
切端咬耗に光重合型の
コンポジットレジン
を充填しても






どうしてですか？

『スーパーボンド』と同様
化学重合で光が届きにくい
部分でも硬化できる
というのわかりますが

“ボンドフィルSB”が
適度な柔軟性で

複雑な応力が加わる
部分への適用に
おいてもレジンの
脱離を防げるとしても



スーパーボンド

ボンドフィルSB

『スーパーボンド』で
いいんじゃないですか？

三点曲げ試験の
比較でも


大差ないですし

ぐぬ…

ぬぬぬぬぬ…



いや！
違うぞ！
マドカ君




スーパーボンドは
レジセメントだが…
“ボンドフィルSB”は

『反応性有機質
複合ファイラー』を
配合したことで

耐摩耗性が向上した
接着充填材なのだ





あなたの歯、しっかりと
鏡で見たことありますか？

あなたの歯、しっかりと
見えていますか？

あ！
そうそう…

診療室内
患者啓発用
ポスターも
準備されています

お問い合わせ
ください

ほー！

最終仕上げ研磨には
もちろんこの

「SBポイント」を
使いますね!!

仕上げ
SBポイント
アクリル系レジラン
最終仕上用

※登場する人物は架空のものです

BONDFILL SB

歯科充填用アクリル系レジン **ボンドフィルSB**

製品ラインナップ

ボンドフィルSBとは?

- ①対合歯を痛めない適度な耐摩耗性を持った、歯にやさしい化学重合型充填材です。
- ②スーパーボンドと同じT B B重合開始剤により、歯質界面から確実に重合硬化します。
- ③スーパーボンドで培った優れた接着性と応力に追従するしなやかな物性を継承しています。



歯科充填用アクリル系レジン

ボンドフィルSB (管理医療機器)

医療機器認証番号 222AFBZX00133000

ボンドフィルSB セット

標準価格 ¥22,000

液材	1本(8mL)
キャタリストV	1本(0.7mL)
粉材(ライト)	1本(3g)
粉材(ミディアム)	1本(3g)
ティースプライマー	1本(3mL)
スポンジ(L・S)	1箱
ダッペンスタンド(3穴)	1個
ディスボッペンカップ	20枚
ディスボ用筆柄(曲)	1本
ディスボチップ筆積L (ピンク)	1ケース(10本入り)
ディスボチップ筆積L L (紫)	1ケース(10本入り)

単品



キャタリストV
0.7mL ¥14,700



液材
8mL ¥5,500



粉材 (ライト)	粉材 (ミディアム)	粉材 (サービカル)	粉材 (オーバーチャス)
3g ¥2,400	3g ¥2,400	3g ¥2,400	3g ¥2,400



ティースプライマー
3mL ¥3,200



アクリル系レジン最終仕上げ用シリコンポイント

歯科用ゴム製研磨材
SBポイント(一般医療機器)
6本入 標準価格 ¥1,800
医療機器届出番号 2582X00005000004

粉材	A1	A2	A3	A3.5	A4	A4.5
ライト	[Color swatch]					
ミディアム			[Color swatch]			
サービカル					[Color swatch]	
オーバーチャス			[Color swatch]			

※遮色性有り

その他の単品

- ・ダッペンスタンド(3穴).....1個/¥1,000
- ・ディスボッペンカップ.....40枚/¥800
- ・ディスボ用筆柄(曲).....1本/¥850
- ・ディスボチップ筆積L(ピンク).....10本/¥850
- ・ディスボチップ筆積L L(紫).....10本/¥850
- ・スポンジ(L・S).....1箱/¥930

サンメディカル(株)では『無料出張製品説明会』を実施しております。

ホームページ 出張製品説明会のお申し込みページよりお申し込み頂けます。

<http://www.sunmedical.co.jp/events/index.html> サンメディカルホーム > セミナー・イベント > 出張製品説明会 > メールフォーム

製品の特長や使用方法などを分かりやすくご紹介し、各地の先生方からご好評を頂いております。

スタディーグループや歯科医師会など、または歯科商店様で参加者を集めて頂ければご訪問致します。

■保険適用にあつての注意事項	使用用途	該当する機能区分
■本材は使用用途に応じて、該当する保険の機能区分が異なりますのでご注意ください。	充填	歯科充填用材料Ⅲ
	接着・合着	歯科用合着・接着材料Ⅰ
	初期う蝕早期充填	歯科充填用材料Ⅰ

歯面処理材 ティースプライマー(管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00100000

- ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。
- 製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。
- 掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。
- 標準価格・表示記載は2015年4月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

ボンドフィルSBの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ→



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30