

3ページでわかる

i-TFCシステム リニューアル

漫画：いわや晃 × 原作：大小大人



いやはや
この支台築造材料は
素晴らしい！
実習付き説明会も
してくれるのか
こりやウチの治療でも
使っていいこう！

！



※「5分でわかる
i-TFCシステム」
がご覧いただけます



なぬっ!?



バカ！
コレは漫画だが
決して娯楽ではなく
商品説明の漫画でー

珍しく勉強していると
思ったら何それ？
漫画じゃない



それに
i-TFCシステムは
とつくに導入してるし
最近リニューアルして
さらに使いやすくな
ったのよ

すごく
分かりやすいんでしょ
私も読んだわよ

例えばこの
『コアレジジンフロー』



おおお
おおお
おおお




※築盛後、2分後に撮影

しかも
垂れにくいの



特性はそのまま
フロアブル化された
ので、ダイレクトに
築盛できて作業性が
アツプ！

光ファイバー
ポストと根管の
隙間に差し込む
だけでオツケー！



**扁平根管にも
対応可能よ！**



アクセサリファイバー



アクセサリファイバー

光ファイバーポスト

扁平根管

そしてこの
新しく追加された
『アクセサリファイバー』
なら
筒状ファイバー
『スリーブ』で対応
できなかった





ほうつまり
より強度が高い
支台築造が行えるって
ことになるな



素晴らしい

素晴らしいが
何か足りない
気がする...

なにが?



そして
ファイバーポストと
レジンとの馴染みを
さらに良くするため
『ファイバーポストプライマー』
が追加になったのよ!



そうか
!



それは
マンガの話
でしょ!

ぐはっ!



i-TFCシステムの
説明をするんなら
これを着ないと
超お似合い!

キャッ



※サンメディカル(株)『5分でわかるi-TFCシステム』参照

※登場する人物は架空のものです。

i-TFCシステムはユーザー様のお声を元に新アイテムを追加してリニューアル！
さらに使いやすくなったi-TFCシステムを是非、お試しください！！

new



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム セット

標準価格 ¥16,800

光ファイバーポスト(0.9mmφ×90mm)	1本
光ファイバーポスト(1.1mmφ×90mm)	1本
光ファイバーポスト(1.3mmφ×90mm)	1本
アクセサリーファイバー(0.5mmφ×90mm)	1本
スリーブ(2.0mmφ×50mm)	1本
コアレジンドロー(A2)	1本(3.0g)
19Gニードル	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
ポストレジジン	1本(2.6g)
20Gニードルスーパーロング	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
収納ケース	1ケース



i-TFCシステム 収納ケース(単品)
¥900

併せてご用意ください

直接法に

デュアルキュア型ボンディング材



歯科用象牙質接着材

i-TFCボンドセット

標準価格 ¥8,600

ボンド	1本(3mL)
ボンドブラシ	1ケース(60本)
プラスチックダッペン	5枚

間接法に

分離材



レジン分離材

プライムセップ

標準価格 ¥3,000

プライムセップ	1本(5mL)
プライムセップ希釈液	1本(7mL)

関連単品

グラスファイバーポスト



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー 光ファイバーポスト

0.9mmφ×90mm 3本入り	¥9,000
1.1mmφ×90mm 3本入り	¥9,000
1.3mmφ×90mm 3本入り	¥9,000



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー ポスト(ワイヤー入り)

1.1mmφ×90mm 3本入り	¥9,000
1.3mmφ×90mm 3本入り	¥9,000

補強用グラスファイバー



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー アクセサリーファイバー

0.5mmφ×90mm 3本入り	¥4,500
------------------	--------



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー スリーブ

2.0mmφ×50mm 3本入り	¥9,000
------------------	--------

グラスファイバー用プライマー



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム ファイバーポストプライマー

10mL	¥3,800
------	--------

ポスト用レジン



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム ポストレジジン

2.6g	¥3,500
------	--------



20Gニードルスーパーロング

20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)	¥800
------------------------	------

コア用レジン



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム コアレジンドロー

3.0g	¥3,980
------	--------



19Gニードル

20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)	¥800
------------------------	------



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム コアレジジン

3.5g 各色(A2/CLEAR)	¥3,980
-------------------	--------

●歯科用支台築造材料 i-TFCシステム (歯科医療機器 クラスII) 医療機器認証番号 21800BZZ10135000 ●歯科根管用ポスト成形品 i-TFCファイバー (歯科医療機器 クラスII) 医療機器認証番号 220AFBZX00225000 ●歯科用象牙質接着材 i-TFCボンド (歯科医療機器 クラスII) 医療機器認証番号 223AFBZX00158000
●掲載商品の標準価格は、2015年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

製品の情報や操作ステップなどがご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ →

